

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

CLX™ THERA-BAND®

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr:** 1748253/R (pretagliato) – 1748260/R (box da 22 metri)

DESCRIZIONE

CLX è un nuovo elastico brevettato, latex free, ad anelli (loops) consecutivi. Il design a loops consecutivi rende questo elastico versatile e facile da utilizzare in un'ampia gamma di esercizi.

CARATTERISTICHE

- Tutto in un unico prodotto, Versatilità e Risparmio. Le stesse performance di quattro prodotti: fascia elastica, loop, tubing con impugnature e ancoraggio.
- Latex free.
- EASY GRIP LOOPS™: molteplici opzioni d'impugnatura a mani libere
- La Semplicità ne favorisce l'utilizzo.
- I Loops consecutivi consentono esercizi a mani libere.
- Stesso sistema di progressione dei colori Thera-Band, la resistenza aumenta del 25% dal giallo attraverso nero



INDICAZIONI

Indicate per pazienti intolleranti al lattice e per le strutture con protocolli latex free. Utilizzabili per un'ampia gamma di esercizi in differenti ambiti clinici: fisioterapia e riabilitazione funzionale, terapia occupazionale, ortopedia, pediatria, medicina sportiva, riabilitazione domiciliare, geriatria e riabilitazione cardio-polmonare. Il design intuitivo e la versatilità di CLX consentono una facile esecuzione degli esercizi, anche a domicilio.

COMPOSIZIONE

Realizzati in TPE (Thermo Plastic Elastomer), polimero sintetico.
Non contengono lattice



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618



Disponibili nelle seguenti configurazioni:



**CLX in confezione singola, pre-tagliato a 11 loops,
2,2m circa di lunghezza**

305370 TheraBand CLX pre-tagliato Giallo
305371 TheraBand CLX pre-tagliato Rosso
305372 TheraBand CLX pre-tagliato Verde
305373 TheraBand CLX pre-tagliato Blu
305374 TheraBand CLX pre-tagliato Nero
305375 TheraBand CLX pre-tagliato Argento
305376 TheraBand CLX pre-tagliato Oro

Box da 22 metri

305360 TheraBand CLX Giallo
305361 TheraBand CLX Rosso
305362 TheraBand CLX Verde
305363 TheraBand CLX Blu
305364 TheraBand CLX Nero
305365 TheraBand CLX Argento
305366 TheraBand CLX Oro



CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

