

## SEDIA PER DOCCIA E WC MOD. BLULINE

### SCHEDA TECNICA

**Produttore:** Mediland Srl - Viale delle Industrie 5 – 20020 Arese (MI)

**Descrizione:** Sedia per la doccia e per il WC

**Codice ISO:** 09.12.03.003

**Codice CND:** Y091203 - SEDIA PER WC E DOCCIA

**Cod. Prodotto:** 856201

**Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005):** 1354827/R

Sedia per la doccia ed il WC realizzata in duralluminio verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione. Schienale e sedile estraibili in PU idrorepellente. Braccioli ribaltabili, pedane estraibili e regolabili in altezza.



**Indicazioni:** Concepito per tutte le persone con disabilità permanente o temporanea per consentire l'evacuazione e l'uso della doccia in posizione seduta, in totale sicurezza ed autonomia, ove possibile.

#### Caratteristiche e specifiche tecniche

**Materiale:** Duralluminio 6061 rinforzato verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione

**Ruote:** 5" (mm 127) posteriori con freno - anteriori senza freno

**Schienale:** in PU estraibile ed idrorepellente

**Sedile:** in PU estraibile, idrorepellente, con apertura anatomica per utilizzo sul WC

Appoggia piedi: in PA+GF (nylon – poliammide rinforzato), regolabili in altezza, estraibili

Munito di dispositivo WC

Larghezza seduta: cm 44

Profondità seduta: cm 42

Altezza seduta: cm 52,5

Larghezza totale: cm 56

Profondità totale: cm 87

Altezza totale: cm 98

Portata massima: Kg. 160

Peso: Kg. 14,5

Dimensione imballo: 700 x 400 x 610 mm

**Conformità:** CE - Conforme Medical Device Directive 93/42/EEC - Prodotto di CLASSE I

