

SCHEDA TECNICA - 856201

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	09.12.03.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	2293943
CND	Y091203

DESCRIZIONE GENERALE

Sedia con ruote per doccia/wc (da comodo) manovrabile dall'accompagnatore
Sedia da comodo/doccia, con ruote, utilizzabile per i servizi Doccia e WC.
Schienale e sedile rigidi imbottiti in PU SOFT idrorepellente.
Braccioli ribaltabili posteriormente con imbottitura di appoggio realizzata in PU SOFT.
Appoggiaipiedi regolabili in altezza, ribaltabili lateralmente ed estraibili.
Dispositivo WC estraibile posteriormente dotato di coperchio, lavabile e disinfettabile.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	Materiale: Telaio in Alluminio (Duralluminio 6061) verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione Ruote: Quattro ruote diam. 5" (mm 127) tutte dotate di freno azionabile a pedale Schienale: realizzato in PU, idrorepellente - Struttura telaio schienale estraibile Sedile: realizzato in PU estraibile, idrorepellente, con apertura anatomica ad "U" per utilizzo sul WC Appoggia piedi: realizzati in PA+GF (nylon - poliammide rinforzato), regolabili in altezza, estraibili

DIMENSIONI

Larghezza seduta: cm 44
Profondità seduta: cm 42
Altezza seduta: cm 52,5
Larghezza totale: cm 56
Profondità totale: cm 87
Altezza totale: cm 98
Portata massima: Kg. 160
Peso: Kg. 14,5

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	856201
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 Pz
ACCESSORI	disponibile su richiesta la versione del sedile con foro Centrale Cinghia a Bretellaggio (Cod.ISO 09.12.91.015) Pelotte toracali fornite in coppia (Cod.ISO 09.12.91.018)
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

