

SCHEDA TECNICA - 856202

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	09.12.03.103
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	2293944
CND	Y091203

DESCRIZIONE GENERALE

Sedia per la doccia ed il WC realizzata in duralluminio anodizzato, laccato epossidico, antiruggine ed anticorrosione. Schienale e sedile estraibili in PU idrorepellente, braccioli ribaltabili, pedane estraibili e regolabili in altezza.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	Materiale: Duralluminio 6061 rinforzato laccato epossidico, antiruggine ed anticorrosione Ruote: 24" posteriori estraibili + N. 2 ruote posteriori 5" (mm127) con freno e N. 2 ruote anteriori 5" (mm 127) senza freno Schienale: in PU estraibile ed idrorepellente Sedile: in PU estraibile, idrorepellente, con apertura anatomica per utilizzo sul WC Appoggia piedi: in PA+GF (nylon - poliammide rinforzato), regolabili in altezza, estraibili Munito di dispositivo W

DIMENSIONI

Larghezza seduta: cm 44
 Profondità seduta: cm 42
 Altezza seduta: cm 53,5
 Larghezza totale: cm 62
 Profondità totale: cm 101
 Altezza totale: cm 98
 Portata massima: Kg. 160
 Peso: Kg. 15,3

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	856202
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 Pz
ACCESSORI	
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.
 La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

