

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE “KOMETA”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.003 - 12.06.09.130 - 12.06.09.109

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1727034/R

CODICE Nr: 000954

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore con 4 ruote da 94mm, anteriori piroettanti, posteriori fisse con dispositivo frenante a pressione. Maniglie con impugnatura morbida, telaio pieghevole.

Ruote anteriori piroettanti da 3,7” (mm 94)

Ruote posteriori fisse con dispositivo frenante a pressione

In duralluminio anodizzato, leggero, pieghevole

Ruote posteriori con dispositivo frenante

Regolabile in altezza da cm 82 a cm 92










Larghezza totale cm 64

Lunghezza totale cm 53

Peso kg 3,5

Portata massima kg 120



								
cm 64	cm 53	cm 42,5	Da cm 82 a cm 92	cm 83,2 x cm 8 x cm 62,4	Kg 3,5	Kg 120	3,7” (mm 94)	3,7” (mm 94)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

