

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE “KOMETA”

SCHEDA TECNICA










PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie, 5 -
 20020 Arese (MI)
CODICE ISO: 12.06.09.003 - 12.06.09.130 - 12.06.09.109
REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -
Nr: 1727143/R

CODICE Nr: 000961

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Ruote anteriori e posteriori piroettanti da 3,7” (mm94)
 In duralluminio anodizzato, leggero, pieghevole
 Regolabile in altezza da cm 82 a cm 94
 Larghezza totale cm 56
 Lunghezza (profondità) totale cm 57
 Peso kg 3,2
 Portata massima kg 120



								
cm 56	cm 57	cm 44	Da cm 82 a cm 94	cm 83 x cm 8 x cm 58	Kg 3,2	Kg 120	3,7” (mm 94)	3,7” (mm 94)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

