

# DEAMBULATORE ARTICOLATO-PIEGHEVOLE

## SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale Delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI)**

**CODICE ISO: 12.06.03.006**

**REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -**

**Nr: 5084/R**

**CND: Y120603**

**CODICE Nr: 854952**

### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore articolato in duralluminio anodizzato ad alta resistenza, pieghevole e regolabile in altezza, in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione.

Puntali antiscivolo

Regolabile in altezza da cm 76 a cm 94










Larghezza totale cm 59

Lunghezza totale cm 45

Peso kg 3,5

Portata massima kg 120



								
cm 59	cm 45	cm 46	Da cm 76 a cm 94	cm 77 x cm 9 x cm 51	Kg 3,5	Kg 120	n/a	n/a

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

**CONFORMITÀ:** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

