

## DEAMBULATORE PIEGHEVOLE “KOMETA”

### SCHEMA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI)  
**CODICE ISO:** 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.109  
**REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5119/R**

**CODICE Nr: 854959**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore con 4 ruote da 127mm (6”), anteriori piroettanti, posteriori fisse con sistema frenante a leva. Impugnatura maniglie anatomica, telaio pieghevole grazie al sistema a doppio bloccaggio-sbloccaggio.

Ruote anteriori piroettanti, posteriori fisse da 5” (mm 127)

In duralluminio anodizzato

Regolabile in altezza da cm 81 a cm 91










Larghezza totale cm 62

Lunghezza totale cm 54

Peso kg 4,1

Portata massima kg 136



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cm 62   | cm 54   | cm 43   | Da cm 81 a cm 91  | cm 82 x cm 14 x cm 61   | Kg 4,1  | Kg 136  | 5” (mm 127)   | 5” (mm 127)   |

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

**CONFORMITÀ:** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.