

SCHEMA TECNICA - ROLLATOR ACTIVE

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.003
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - 1368851/R
CND	Y120609

DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore pieghevole, quattro ruote da 8" (cm 20,3), completo di coppia di freni con impugnatura anatomica, freno di stazionamento. Completo di sedile con sostegno dorsale, cestino porta oggetti amovibile, porta bastone. Indicato per uso esterno e su terreni ghiaiosi

DATI TECNICI	IMMAGINE ARTICOLO
- Telaio in alluminio anodizzato - Verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione - Ruote anteriori da 8" (cm 20,3) con dispositivo frenante. - Fascia di sostegno dorsale con imbottitura morbida, amovibile - Sedile PU SOFT ribaltabile. - Cestino porta oggetti situato nella parte sottostante al sedile. - Disponibile di serie gancio porta borsa. - Dispositivo frenante a leva. - Freno di stazionamento per la sosta - Impugnatura anatomica morbida.	

DIMENSIONI

								
cm 62	cm 71	cm 44	Da cm 82 a cm 96	cm 82 x cm 26 x cm 62	Kg 8,2	Kg 135	8" (mm 203)	8" (mm 203)

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	854947
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	- Dispositivo di frizionamento ruote - Dispositivo porta bastone
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.