

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TRIPODE CON APPOGGIO BRACHIALE

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE: TRIPODE REGOLABILE CON APPOGGIO BRACHIALE

CODICE ISO: 12.03.18.006

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr:** 1315635/R

CODICE Nr: 856169

INDICAZIONI: L'utilizzo di detto presidio non è indicato nei soggetti affetti da gravi patologie psicomotorie e di coordinazione (come ad esempio persone affette dal morbo di Parkinson). In questi casi deve essere svolta una valutazione da personale Medico qualificato, per poter identificare il dispositivo più adatto al paziente in esame.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

In alluminio regolabile


Regolazione da cm 74 a cm 95

Portata massima kg 110

Peso kg 1,6

Dimensione della base:

Misure: cm 24 x cm 34



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

