

CINTURA DI SICUREZZA KOMFIX

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: RENOL S.A. – Quai Fernand Demets 23 - 1070 Brussels – Belgium

DESCRIZIONE: : CINTURA DI SICUREZZA “KOMFIX”

REPERTORIO DM SSN – Art. 1 comma 409 legge 266/2005) –

RFB10115 Nr: 2443933/R - RFB10140 Nr: 2443932/R - RFB10060 Nr: 2450469/R

CODICE Nr: RFB10115-RFB10140-RFB10060

DESCRIZIONE: i sistemi di contenimento KOMETAFIX sono il meglio che si possa avere per una postura confortevole e corretta. Facili da usare garantiscono posizioni comode e sicure. La sicurezza del contenimento del corpo e degli arti si ottiene con estrema facilità garantendo i movimenti che si vogliono avere per un necessario confort del paziente e per le cure che si vogliono effettuare. Sono disponibili due tipi di chiusura, uno meccanico con perni corto e lungo, ghiera e chiave, uno magnetico con chiave magnetica. I due sistemi sono facili da usare. L'uso corretto dei prodotti è di massima importanza, ogni articolo è consegnato col dovuto modo d'uso e su richiesta potete avere un manuale che spiega l'applicazione di tutti i prodotti. Le cinture per il posizionamento pelvico, per le spalle ed i vari sistemi di fissaggio dei pazienti alle carrozzine o alle sedie geriatriche danno una scelta enorme all'operatore nella gestione dei problemi con i pazienti non autonomi e con problemi di stabilità assicurando un mantenimento costante della postura. I prodotti sono in doppio tessuto blu chiaro, morbido, resistente confortevole per il paziente, 100% in poliestere (Terilene). Le cinghie di color nero con chiusura a fissaggio rapido. Lavabili fino a 95°C



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il migliore sistema di sicurezza di nuova concezione. La KOMFIX immobilizza efficacemente il paziente nel letto, permettendogli di girarsi sui fianchi e di sedersi senza correre il minimo rischio di cadere. Due cinture di rinforzo evitano al paziente di rotolare sui lati. Aggiungendo una semplice CINTURA DI RINFORZO il paziente può essere messo nella posizione adatta per ricevere delle cure alla schiena. LA PROLUNGA per KOMFIX (+25 cm Art. RFB10200) è usata per pazienti molto voluminosi. Molto confortevole, si applica facilmente. In robusto tessuto blu chiaro. Ogni componente, ivi compreso le confezioni e le scatole sono LATEXFREE, non contenenti lattice. Lavabile in lavatrice fino a 95°C. Prodotto fire retardant

Ref. RFB10060 Cod. 390104 x-small cm da 50 a 75

Ref. RFB10115 Cod. 380001 small-medium cm 60 a 110

Ref. RFB10140 Cod. 380002 large cm 85 a 135

Chiusure necessarie: 3 x RFK00400 2 x RFK00200 1 x RFK00300 o RFK00200, 1 x RFK00100 o
magnetiche 3 x RFK01222 1 x RFK01111 UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: una per confezione.

**CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto
prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. IL PRODOTTO RIENTRATRA QUELLI DELLA
CLASSE I NON INVASIVI.**

Rev 01 del 07/23

