

CINTURA FISSASPALLE KOMFIX BODY BELT

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: RENOL S.A.- Quai Fernand Demets 23 - 1070 Brussels - Belgium

DESCRIZIONE: CINTURA FISSASPALLE KOMFIX BODY BELT

REPERTORIO DM SSN - Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 2450851/R

CODICE RFY21610

DESCRIZIONE: i sistemi di contenimento KOMETAFIX sono il meglio che si possa avere per una postura confortevole e corretta. Facili da usare garantiscono posizioni comode e sicure. La sicurezza del contenimento del corpo e degli arti si ottiene con estrema facilità garantendo i movimenti che si vogliono avere per un necessario confort del paziente e per le cure che si vogliono effettuare. Sono disponibili due tipi di chiusura, uno meccanico con perni corto e lungo, ghiera e chiave, uno magnetico con chiave magnetica. I due sistemi sono facili da usare. L'uso corretto dei prodotti è di massima importanza, ogni articolo è consegnato col dovuto modo d'uso e su richiesta potete avere un manuale che spiega l'applicazione di tutti i prodotti. Le cinture per il posizionamento pelvico, per le spalle ed i vari sistemi di fissaggio dei pazienti alle carrozzine o alle sedie geriatriche danno una scelta enorme all'operatore nella gestione dei problemi con i pazienti non autonomi e con problemi di stabilità assicurando un mantenimento costante della postura. I prodotti sono in doppio tessuto blu chiaro, morbido, resistente confortevole per il paziente, 100% in poliestere (Terilene). Le cinghie di color nero con chiusura a fissaggio rapido. Lavabili fino a 95°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: Da usare con la cintura KOMFIX per impedire al paziente di spostarsi verso l'alto. Confortevole e di facile applicazione. In robusto tessuto blu chiaro. Ogni componente, ivi compreso le confezioni e le scatole sono LATEXFREE, non contenenti lattice. Lavabile in lavatrice fino a 95°C. La cintura BODY BELT è stata concepita per la sicurezza del paziente a letto e viene utilizzata: a) per limitare la libertà di movimento del paziente agitato o aggressivo b) per pazienti che per ragioni mediche non devono lasciare il letto c) per impedire il rischio di cadute d) per la sicurezza del personale sanitario.

Art. RFY21610 Cod. 380068 misura unica

Chiusure necessarie:

Magnetico 5 x cod. 380025/RFK01222 + 1 x cod. 380026/RFK01111 Oppure
Meccanico 5 x cod. 390107/RFK00433 + 1 x cod. 380024/RFK00100

Le chiusure possono bloccare una cintura sovrapposta in 3 strati max

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: una per confezione

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. IL PRODOTTO RIENTRATA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

