

SCHEDA TECNICA - Tape 950 CRAMER

PRODUTTORE	Hygenic Corporation Performance Health, LLC 1245 Home Avenue Akron, Ohio 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1513324/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Benda anelastica adesiva ad elevata traspirabilità.
Indicata per il bendaggio funzionale, quando si voglia ottenere la limitazione dei movimenti articolari in traumatologia, o come prevenzione di eventi traumatici durante l'attività sportiva. Il nastro ha una grande resistenza alla trazione, è conformabile e reseccabile facilmente con le mani.

IMMAGINE ARTICOLO



DATI TECNICI

- 100 % cotone, elevata traspirabilità grazie alla superficie porosa, completamente privo di lattice.
- Colore Bianco.
- Disponibile in tre differenti altezze: 2,5-3.8 e 5 cm. Lunghezza 13.7m.

CODICE / DIMENSIONI

- 305405 (3,8 cm x 13,7 m) confezione da 32 rotoli
- 305406 (2,5 cm x 13,7 m) confezione da 48 rotoli
- 305407 (5,0 cm x 13,7 m) confezione da 24 rotoli

INFO UTILI

UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 confezione 24, 32 o 48 rotoli.
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.