

SCHEMA TECNICA - Pro-Lastic CRAMER

PRODUTTORE	Hygenic Corporation Performance Health, LLC 1245 Home Avenue Akron, Ohio 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl,Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1513405/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Benda elastica adesiva mono-estensiva, con elevata resistenza alla trazione, reseccabile facilmente con le mani. Aderisce perfettamente fornendo un eccellente supporto.

Per il bendaggio di articolazioni che necessitino di supporto senza sacrificare il movimento. Nel trattamento di patologie muscolari, tendinee ed articolari: il bendaggio fornisce supporto e scarico alle masse muscolari in caso di eventi traumatici e sostegno per stabilizzare l'articolazione. Ideale anche per il bendaggio funzionale.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• 95 % cotone, 5% Spandex. • La massa adesiva contiene gomma naturale. • Colore Bianco

DIMENSIONI

- 305416 - 5,0 cm x 6,85 m
- 305417 - 7,5 cm x 6,85 m

INFO UTILI

UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 confezione 24 rotoli (codice 305416) 1 confezione 16 rotoli (codice 305417)
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
 La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.