

SCHEDA TECNICA - Tape Salvapelle CRAMER

PRODUTTORE	Hygenic Corporation Performance Health, LLC 1245 Home Avenue Akron, Ohio 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	IN ARRIVO
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1513338/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

Benda sottilissima in morbida schiuma di poliuretano, altamente traspirante grazie all'innovativo materiale. Coesiva ed elastica, si applica con estrema facilità.

Utilizzata in combinazione con i tape, per la protezione della cute nei frequenti cambi di bendaggi adesivi.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• 100 % schiuma di poliuretano. • Non contiene lattice.

DIMENSIONI

- 305418 Beige - 6,98 cm x 27,4 m
- 305419 Blu - 6,98 cm x 27,4 m
- 305420 Giallo - 6,98 cm x 27,4 m

INFO UTILI

UNITÀ CONFEZIONAMENTO	1 confezione 48 rotoli.
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.