

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Supporto per caviglia Med Elastic

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Mediland s.r.l viale delle Industrie, 5 Arese (Milano)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr:
1550961/R

DESCRIZIONE

Supporto elastico per il sostegno dell'articolazione tibio-tarsica.

MATERIALI

62% Nylon, 38% Spandex

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Realizzata con un esclusivo tessuto che si adatta perfettamente alla morfologia corporea, supportando e sostenendo l'articolazione in maniera efficace e confortevole. Aiuta a ridurre l'edema e il dolore, contribuendo ad un rapido ripristino della funzionalità muscolare e articolare.

INDICAZIONI

Traumi distorsivi lievi, stati infiammatori acuti e cronici di varia natura, edemi articolari ed extra articolari.



CODICI E TAGLIE

CODICE	EAN	TAGLIA	CIRCONFERENZA CAVIGLIA
859214	8021151592147	S	22-28 cm
859215	8021151592154	M	24-30,5 cm
859216	8021151592161	L	26,5-33 cm
859217	8021151592178	XL	29-35 cm

Unità di confezionamento: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

