

CARROZZINA ELETTRICA MODELLO “INKA”

SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5
– 20020 Arese (MI)**

**DESCRIZIONE: CARROZZINA ELETTRICA KOMETA
“INKA”**

CODICE ISO: 12.21.27.006

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge
266/2005) - Nr: 1384437/R**

CODICE: 855420

Carrozzina ideata per uso interno/esterno

DESCRIZIONE:

- Telaio in acciaio verniciato epossidico, carenatura in ABS
- Struttura leggera di facile montaggio/smontaggio per trasporto nel baule dell'auto
- Schienale, sedile e braccioli in piacevole rivestimento, in skay lavabile
- Piatto pedana ribaltabile e regolabile in inclinazione
- Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili ed “allargabili” per il massimo comfort di seduta e necessità di spostamento.
- Pedana ribaltabile
- Sedile regolabile in altezza, girevole a 360° e dotato di poggiatesta
- Schienale ribaltabile
- Senza impianto di illuminazione



CARATTERISTICHE TECNICHE

mediland srl
 sede amministrativa:
 viale delle industrie, 5
 20020 Arese
 Milano – Italy

sede legale:
 via dei carantani, 1
 21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
 T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 6,4 Km/h
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 17 Km ca
- Raggio di sterzata cm 67
- Ostacolo (dislivello) superabile cm 4,5
- Motore DC 24V, 120W, 4000RPM
- Comando Dynamic Shark
- Batterie: Nr. 2 da 12 V / 20/22 Ah ad acido assorbito
- Caricabatterie da 3 Ah
- Pendenza massima superabile 6° (10%)
- Freno elettromagnetico.
- Ruote anteriori da 7x1-3/4" PU
- Ruote posteriori 9x(2,9-2,5/4") PU
- Senza impianto di illuminazione.
- Portata max kg 136

DIMENSIONI

| Larghezza sedile | Profondità sedile | Altezza schienale | Altezza sedile da terra | Larghezza totale | Lunghezza totale | Altezza totale | Distanza sedile-pedana | Portata massima | Peso |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|------|
| | | | | | | | | | |
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | kg |
| 46 | 40 | 46 | 46-51 | 58 | 82,5 | 81 | 38-43 | 136 | 45 |

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

Conformità:

Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1. Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

