

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE “KOMETA”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.003 - 12.06.09.130 - 12.06.09.109

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1727034/R










CODICE Nr: 000954

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore con 4 ruote da 94mm, anteriori piroettanti, posteriori fisse con dispositivo frenante a pressione. Maniglie con impugnatura morbida, telaio pieghevole.

- Ruote anteriori piroettanti da 3,7" (mm 94)
- Ruote posteriori fisse con dispositivo frenante a pressione
- In duralluminio anodizzato, leggero, pieghevole
- Ruote posteriori con dispositivo frenante
- Regolabile in altezza da cm 82 a cm 92
- Larghezza totale cm 64
- Lunghezza totale cm 53
- Peso kg 3,5
- Portata massima kg 120



								
cm 64	cm 53	cm 42,5	Da cm 82 a cm 92	cm 83,2 x cm 8 x cm 62,4	Kg 3,5	Kg 120	3,7" (mm 94)	3,7" (mm 94)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

