

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE "KOMETA"

SCHEMA TECNICA










PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie, 5 -
 20020 Arese (MI)
 CODICE ISO: 12.06.09.003 - 12.06.09.130 - 12.06.09.109
 REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -
 Nr: 1727143/R

CODICE Nr: 000961

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Ruote anteriori e posteriori piroettanti da 3,7" (mm94)
 In duralluminio anodizzato, leggero, pieghevole
 Regolabile in altezza da cm 82 a cm 94
 Larghezza totale cm 56
 Lunghezza (profondità) totale cm 57
 Peso kg 3,2
 Portata massima kg 120



								
cm 56	cm 57	cm 44	Da cm 82 a cm 94	cm 83 x cm 8 x cm 58	Kg 3,2	Kg 120	3,7" (mm 94)	3,7" (mm 94)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

