

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE “KOMETA”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO: 12.06.09.003 - 12.06.09.130 - 12.06.09.109
REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1727144/R










CODICE Nr: 000963

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Ruote anteriori piroettanti da 3,7” (mm 94)
Ruote posteriori fisse da 3,7” (mm 94)
In duralluminio anodizzato leggero, pieghevole

Regolabile in altezza da cm 82 a cm 92
Larghezza totale cm 62
Lunghezza (profondità) totale cm 52
Peso kg 3,2
Portata massima kg 120



								
cm 62	cm 52	cm 44	Da cm 82 a cm 92	cm 83 x cm 9,5 x cm 62	Kg 3,2	Kg 120	3,7” (mm 94)	3,7” (mm 94)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.