

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

CUSCINO ABDUZIONE ANCA POSIMED

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: FUNKE MEDICAL AG - Ahrenfeld 10 - 46348 RAESFELD (GERMANY)

DISTRIBUTORE: MEDILAND SRL - Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE - MI

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - in attesa

CODICE: 002199



Descrizione

Cuscino di abduzione per il posizionamento dell'anca.

Caratteristiche

Il cuscino di abduzione anca Posimed consente il corretto posizionamento dell'anca, riducendo il rischio di dislocazione della protesi. Grazie all'esclusivo materiale di cui è composto, si adatta perfettamente alle differenti morfologie corporee, assicurando un efficace riduzione delle pressioni da contatto. Il rivestimento del cuscino è antimicrobico, elastico in modo bi-direzionale per minimizzare gli effetti delle forze di taglio. Impermeabile ma traspirante, facile da disinfettare. Le cuciture sono saldate ad ultrasuoni per assicurare il massimo comfort.

Indicazioni cliniche

Posizionamento dell'anca nell'immediato post operatorio di protesi.



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Specifiche tecniche

| Codice | Dimensioni | Portata di Peso | Peso | |
|--------|------------|-----------------|---------|--|
| 002199 | 35x28x14 | Illimitata | 0,36 Kg | |

| Rivestimento | Imbottitura |
|--------------|---------------------------------------|
| Poliuretano | Neopolen® microsferi di polipropilene |

Ignifugicità

Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5

Norme di lavaggio

Il cuscino di abduzione anca Posimed è autoclavabile 105°C-221°F secondo le linee guida RKI (Robert-Kock-Institute) del German Federal Ministry of Health. Non è lavabile ad acqua, ma la superficie si può disinfettare con Isopropanolo.

Confezione

Unità di confezionamento: Pz. 1

Garanzia

Il cuscino di abduzione anca Posimed è garantito 2 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del dispositivo stesso.

Conformità

Marchio CE Direttiva 93/42 CEE 14 Giugno 1993 e successive modifiche. Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.

