

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

CUSCINO CILINDRICO POSIMED

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: FUNKE MEDICAL AG - Ahrenfeld 10 - 46348 RAESFELD (GERMANY)

DISTRIBUTORE: MEDILAND SRL - Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE - MI

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - in attesa

CODICE: 002197

Descrizione

Cuscino Cilindrico per il posizionamento a letto di ginocchia, collo e svariate altre zone corporee, per la prevenzione di lesioni da decubito in soggetti valutati a rischio o portatori di lesioni da pressione.



Caratteristiche

Il cuscino cilindrico Posimed, grazie all'esclusivo materiale di cui è composto, si adatta perfettamente alle differenti morfologie corporee, assicurando un efficace riduzione delle pressioni da contatto durante il posizionamento di ginocchia, collo e svariate altre zone corporee. Il rivestimento del cuscino è antimicrobico, elastico in modo bi-direzionale per minimizzare gli effetti delle forze di taglio. Impermeabile ma traspirante, facile da disinfettare. Le cuciture sono saldate ad ultrasuoni per assicurare il massimo comfort.

Indicazioni cliniche

Posizionamento a letto di ginocchia, collo e differenti altre zone corporee. Per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito.



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Specifiche tecniche

Codice	Dimensioni	Portata di Peso	Peso	
002197	60x21	Illimitata	0,35 Kg	

Rivestimento	Imbottitura
Poliuretano	Neopolen® microsfere di polipropilene

Ignifugicità

Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5

Norme di lavaggio

Il cuscino Cilindrico Posimed è autoclavabile 105°C-221°F secondo le linee guida RKI (Robert-Kock-Institute) del German Federal Ministry of Health. Non è lavabile ad acqua, ma la superficie si può disinfettare con Isopropanolo.

Confezione

Unità di confezionamento: Pz. 1

Garanzia

Il cuscino Cilindrico Posimed è garantito 2 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del dispositivo stesso.

Conformità

Marchio CE Direttiva 93/42 CEE 14 Giugno 1993 e successive modifiche. Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.

