

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

CUSCINO DI POSIZIONAMENTO DEGLI AVAMBRACCI POSIMED

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: FUNKE MEDICAL AG - Ahrenfeld 10 - 46348 RAESFELD (GERMANY)

DISTRIBUTORE: MEDILAND SRL - Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE - MI

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - in attesa

CODICE: 002204

Descrizione

Cuscino di posizionamento degli avambracci per la prevenzione di lesioni da decubito in soggetti valutati a rischio o portatori di lesioni da pressione.



Caratteristiche

Il cuscino di posizionamento degli avambracci Posimed è stato appositamente realizzato per il corretto posizionamento degli arti superiori, al fine di garantire un'efficace riduzione delle pressioni da contatto.

Il rivestimento del cuscino è antimicrobico, elastico in modo bi-direzionale per minimizzare gli effetti delle forze di taglio. Impermeabile ma traspirante, facile da disinfettare. Le cuciture sono saldate ad ultrasuoni per assicurare il massimo comfort.

Indicazioni cliniche

Posizionamento a letto degli arti superiori, per la prevenzione e il trattamento di lesioni da decubito a livello degli avambracci.



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Specifiche tecniche

Codice	Dimensioni	Portata di Peso	Peso	
002204	39x21x8	Illimitata	0,1 Kg	

Rivestimento	Imbottitura
Poliuretano	Neopolen® microsfere di polipropilene

Ignifugicità

Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5

Norme di lavaggio

Posimed è autoclavabile 105°C-221°F secondo le linee guida RKI (Robert-Kock-Institute) del German Federal Ministry of Health. Non è lavabile ad acqua, ma la superficie si può disinfettare con Isopropanolo.

Confezione

Unità di confezionamento: Pz. 1

Garanzia

Il cuscino di posizionamento degli avambracci Posimed è garantito 2 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del dispositivo stesso.

Conformità

Marchio CE Direttiva 93/42 CEE 14 Giugno 1993 e successive modifiche. Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.

