

SCHEMA TECNICA - PROTEGGI TALLONE POSIMED

PRODUTTORE	Funke Medical Ag – Ahrenfeld 10 – 46348 Raesfeld (Germany)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	04.33.03.036 riconducibile (ex 03.33.09.003)
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1682536/R
CND	002191/PO-FERS3921

DESCRIZIONE GENERALE

Dispositivo antidecubito per la protezione del tallone in soggetti valutati a rischio o portatori di lesioni da pressione. La forma a "stivale" di Posimed permette di posizionare in maniera ottimale il tallone, garantendo un ottimo scarico delle pressioni, responsabili dello sviluppo di lesioni da decubito. Realizzato in materiale traspirante, parte esterna in fibra di poliuretano (PU-TEX), parte interna in Mesh, mentre l'area a contatto con il tallone è in schiuma di gel, GELTOUCH-technology, ad "effetto raffreddamento". La sua forma anatomica assicura il mantenimento di una posizione corretta del piede, evita la rotazione del tallone ma consente al paziente libertà di movimento, grazie anche alla morbida e confortevole chiusura. Copertura in poliuretano, removibile.

Prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito al tallone. Coadiuvante nel trattamento di ulcere diabetiche.

IMMAGINE ARTICOLO



DATI TECNICI

- Rivestimento poliuretano.
- Imbottitura Neopolen® microsfere di polipropilene.
- Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5
- Portata peso illimitata.
- Peso 0,3 Kg.
- Dimensione 25x23x35.
- Misura Unica (34-47)
- Densità Strato 1(interno), 33 kg/m³ schiuma di poliuretano.
- Densità Strato 2 (esterno) 35 Kg/m³ schiuma di poliuretano.
- Resistenza alla compressione Strato 1 (interno) 6,0kPa.
- Resistenza alla compressione Strato 2 (esterno) 1,5 kPa.

NORME DI LAVAGGIO

Il dispositivo è autoclavabile 105°C-221°F secondo le linee guida RKI (Robert-Koch-Institute) del German Federal Ministry of Health. Completamente lavabile fino a 95°C con comuni detergenti, rivestimento esterno removibile e facile da disinfettare con Isopropanolo.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• 002191 - 25x23x35
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del dispositivo stesso.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.