

SCHEDA TECNICA - CUSCINO CILINDRICO POSIMED

PRODUTTORE	Funke Medical Ag – Ahrenfeld 10 – 46348 Raesfeld (Germany)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1750729/R
CND	002197 – ROLL6021

DESCRIZIONE GENERALE

Cuscino Cilindrico per il posizionamento a letto di ginocchia, collo e svariate altre zone corporee, per la prevenzione di lesioni da decubito in soggetti valutati a rischio o portatori di lesioni da pressione.

Il cuscino cilindrico Posimed, grazie all'esclusivo materiale di cui è composto, si adatta perfettamente alle differenti morfologie corporee, assicurando un

efficace riduzione delle pressioni da contatto durante il posizionamento di ginocchia, collo e svariate altre zone corporee. Il rivestimento del cuscino è antimicrobico, elastico in modo bidirezionale per minimizzare gli effetti delle forze di taglio. Impermeabile ma traspirante, facile da disinfettare. Le cuciture sono saldate ad ultrasuoni per assicurare il massimo comfort.

Posizionamento a letto di ginocchia, collo e differenti altre zone corporee. Per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Rivestimento poliuretano. • Imbottitura Neopolen® microsfere di polipropilene. • Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5 • Portata peso illimitata. • Peso 0,35 Kg. • Dimensione 60x21

NORME DI LAVAGGIO

Il cuscino Cilindrico Posimed è autoclavabile 105°C-221°F secondo le linee guida RKI (Robert-Koch-Institute) del German Federal Ministry of Health. Non è lavabile ad acqua, ma la superficie si può disinfettare con Isopropanolo.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• 002197
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del dispositivo stesso.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.