

SCHEDA TECNICA - CUSCINO ABDUZIONE ANCA POSIMED

PRODUTTORE	Funke Medical Ag – Ahrenfeld 10 – 46348 Raesfeld (Germany)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1750685/R
CND	002199 – ROLL6021

DESCRIZIONE GENERALE

Cuscino di abduzione per il posizionamento dell'anca.

Il cuscino di abduzione anca Posimed consente il corretto posizionamento dell'anca, riducendo il rischio di dislocazione della protesi. Grazie all'esclusivo materiale di cui è composto, si adatta perfettamente alle differenti morfologie corporee, assicurando un efficace riduzione delle pressioni da contatto.

Il rivestimento del cuscino è antimicrobico, elastico in modo bi-direzionale per minimizzare gli effetti delle forze di taglio. Impermeabile ma traspirante, facile da disinfettare. Le cuciture sono saldate ad ultrasuoni per assicurare il massimo comfort.

Posizionamento dell'anca nell'immediato post operatorio di protesi.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Rivestimento poliuretano. • Imbottitura Neopolen® microsfere di polipropilene. • Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5 • Portata peso illimitata. • Peso 0,36 Kg • Dimensione 35x28x14

NORME DI LAVAGGIO

Il cuscino di abduzione anca Posimed è autoclavabile 105°C-221°F secondo le linee guida RKI (Robert-Koch-Institute) del German Federal Ministry of Health. Non è lavabile ad acqua, ma la superficie si può disinfettare con Isopropanolo.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• 002199
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del dispositivo stesso.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.