

SCHEDA TECNICA - CUSCINO DI POSIZIONAMENTO 30° POSIMED

PRODUTTORE	Funke Medical Ag – Ahrenfeld 10 – 46348 Raesfeld (Germany)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	1750731/R
CND	002200 – LAGE0165 e 002201 – LAGE1165

DESCRIZIONE GENERALE

Cuscino di posizionamento a letto a 30° per la prevenzione di lesioni da decubito in soggetti valutati a rischio o portatori di lesioni da pressione. Il cuscino di posizionamento a 30° Posimed consente il posizionamento in decubito laterale. Grazie all'esclusivo materiale di cui è composto, si adatta perfettamente alle differenti morfologie corporee, assicurando un'efficace riduzione delle pressioni da contatto. Il rivestimento del cuscino è antimicrobico, elastico in modo bi-direzionale per minimizzare gli effetti delle forze di taglio. Impermeabile ma traspirante, facile da disinfettare. Le cuciture sono saldate ad ultrasuoni per assicurare il massimo comfort. Posizionamento a letto in decubito laterale a 30°, per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Rivestimento poliuretano. • Imbottitura Neopolen® microsfele di polipropilene. • Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5 • Portata peso illimitata. • Peso 1Kg. • Densità 13-17 kg/m³. • Dimensione 170x74 - 182x54.

NORME DI LAVAGGIO

Il cuscino di posizionamento a 30° Posimed è autoclavabile 105°C-221°F secondo le linee guida RKI (Robert-Koch-Institute) del German Federal Ministry of Health. Non è lavabile ad acqua, ma la superficie si può disinfettare con Isopropanolo.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• 002200 - 170x74 • 002201 - 182x54
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del dispositivo stesso.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.