

SCHEDA TECNICA - CUSCINO POSIZIONAMENTO TALLONI POSIMED

PRODUTTORE	Funke Medical Ag – Ahrenfeld 10 – 46348 Raesfeld (Germany)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 1750740/R
CND	002203 – FERS9321

DESCRIZIONE GENERALE

Cuscino di posizionamento dei talloni per la prevenzione di lesioni da decubito in soggetti valutati a rischio o portatori di lesioni da pressione. Il cuscino di posizionamento dei talloni Posimed è stato appositamente realizzato per il corretto posizionamento degli arti inferiori, in modo da rimuovere la pressione a livello dei talloni, prevenendo l'insorgenza di lesioni da pressione o favorendone la guarigione. Il rivestimento del cuscino è antimicrobico, elastico in modo bi-direzionale per minimizzare gli effetti delle forze di taglio. Impermeabile ma traspirante, facile da disinfettare. Le cuciture sono saldate ad ultrasuoni per assicurare il massimo comfort. Posizionamento corretto dei talloni a letto, per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito a livello dei talloni.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Rivestimento poliuretano. • Imbottitura Neopolen® microsfele di polipropilene. • Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5 • Portata peso illimitata. • Peso 0,1Kg. • Dimensione 39x21x8

NORME DI LAVAGGIO

Il cuscino di posizionamento dei talloni Posimed è autoclavabile 105°C-221°F secondo le linee guida RKI (Robert-Koch-Institute) del German Federal Ministry of Health. Non è lavabile ad acqua, ma la superficie si può disinfettare con Isopropanolo.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	• 002203
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del dispositivo stesso.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.