

SCHEDA TECNICA - CUSCINO GEL SEAT CLINIC

PRODUTTORE	Funke Medical Ag – Ahrenfeld 10 – 46348 Raesfeld (Germany)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	04.33.03.012 (ex 03.33.03.009)
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	1682529/R
CND	

DESCRIZIONE GENERALE

Cuscino antidecubito per la prevenzione di lesioni da pressione in soggetti valutati ad alto rischio o portatori di lesioni fino al 4° stadio (classificazione Epuap). Il cuscino è realizzato in schiuma di poliuretano espanso a due strati iper-elastici, base in poliuretano espanso ad alta resistenza e parte superiore in schiuma di gel (GELTOUCH-technology) ad "effetto raffreddamento". La sua forma anatomica assicura il mantenimento di una postura corretta in

posizione seduta. Il cuscino è rivestito da una fodera removibile bielastica, che minimizza le forze di taglio. Realizzata in morbido poliuretano, impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore, in modo da assicurare un'eccellente traspirabilità. Le cuciture sono saldate ad ultrasuoni nella parte superiore, il fondo è anti-scivolo per garantire una seduta sicura e confortevole.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Densità strato 1 (superiore), 50 kg/m³ schiuma di poliuretano Gelfoam. • Densità strato 2 (inferiore), 33 Kg/m³ schiuma di poliuretano. • Resistenza alla compressione Strato 1: 3kPa. • Resistenza alla compressione Strato: 2 6kPa. • Permeabilità all'aria 77,7% rF. • Pressione di contatto media sviluppata (paziente di 80 kg di peso) 25,5 mmHg. • Peso 1,5kg. • Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5 • Dimensioni: 38/40/42 x 40 x 8 cm; 45/48 x 42 x 8 cm; 51 x 44 x 8 cm.

NORME DI LAVAGGIO

Il cuscino è autoclavabile 105°C-221°F secondo linee guida RKI (Robert-Koch-Institute) del German Federal Ministry of Health. Fodera lavabile fino a 95°C, disinfettabile.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	002090 - 38 x 40 x 8 cm	002093 - 45 x 42 x 8 cm
	002091 - 40 x 40 x 8 cm	002094 - 48 x 42 x 8 cm
	002092 - 42 x 40 x 8 cm	002095 - 51 x 44 x 8 cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1	
ACCESSORI	/	
GARANZIA	3anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del cuscino stesso.	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.