


SCHEDA TECNICA - CUSCINO X-SEAT LIGHT

PRODUTTORE	Funke Medical Ag – Ahrenfeld 10 – 46348 Raesfeld (Germany)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	04.33.03.012 (ex 03.33.03.009)
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	IN ATTESA
CND	IN ATTESA

DESCRIZIONE GENERALE

Cuscino antidecubito per la prevenzione di lesioni da pressione in soggetti valutati a basso rischio. Il cuscino è realizzato in schiuma di poliuretano espanso a due strati iper-elastici, base in poliuretano espanso ad alta resistenza e parte superiore in foam visco elastico (HR – Foam). Il cuscino è rivestito da una fodera removibile bielastica, che minimizza le forze di taglio. Realizzata in morbido poliuretano, impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore, in modo da assicurare un'eccellente traspirabilità.

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Densità 40 kg/m³ schiuma di poliuretano HR (ad alta resilienza). • Resistenza alla compressione 2,5 kPa • Permeabilità all'aria 43,6% rF. • Peso 0,5 Kg. • Portata 20-120kg • Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5. • 38/40/42 x 40 x 5 cm; 45/48 x 42 x 5 cm; 51 x 44 x 5 cm

NORME DI LAVAGGIO

Il cuscino è autoclavabile 105°C-221°F secondo linee guida RKI (Robert-Kock-Institute) del German Federal Ministry of Health. Fodera lavabile fino a 95°C, disinfettabile.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	002070 - 38 x 40 x 5 cm	002073 - 45 x 42 x 5 cm
	002071 - 40 x 40 x 5 cm	002074 - 48 x 42 x 5 cm
	002072 - 42 x 40 x 5 cm	002075 - 51 x 44 x 5 cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1	
ACCESSORI	/	
GARANZIA	2 anni. Garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del cuscino stesso.	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.