

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Breg: Compact X2K Knee Brace Ginocchiera funzionale per instabilità legamentosa

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland Srl Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 1784113/R**

CODICE NR.

Versione Destra: B-22010, B-22020, B-22030, B-22035, B-22040, B-22050

Versione Sinistra: B-21910, B-21920, B-21930, B-21935, B-21940, B-21950

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Tutore per l'instabilità legamentosa del ginocchio, caratterizzato da un esclusivo design a "diamante" che consente d'ottenere un elevato controllo articolare grazie al sistema del condilo laterale regolabile.

È una tecnologia brevettata da Breg per gli snodi policentrici che riduce il rischio di migrazione del tutore, assicura elevata stabilizzazione con il massimo comfort.

Blocco in estensione preimpostato a 10° e ulteriori blocchi per limitare l'estensione e la flessione in dotazione con la ginocchiera. Chiusura regolabile tramite le fasce a strappo per un fissaggio ottimale con imbottiture traspiranti e confortevoli.

Speciale lega d'alluminio con trattamento del rivestimento anti urto



INDICAZIONI

Instabilità legamentose LCA, LCP, LCM, LCL da moderata a severa

Instabilità meniscali da moderata a severa

Prevenzione in attività sportive particolarmente ad elevato rischio per le lesioni legamentose

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

MATERIALI

Lega d'alluminio avionico 2024, rivestimento superfici in laminato espanso e nylon anti urto, imbottitura in tessuto traspirante, fasce di chiusura a strappo.

COLORE

Nero

TAGLIA, MISURE E CODICI

COMPACT X2K KNEE BRACE TAGLIA	CODICE DESTRO	CODICE SINISTRO	CIRCONFERENZA COSCIA*	CIRCONFERENZA GINOCCHIO**
XS	B-22010	B-21910	33 – 39 cm	30 – 32 cm
S	B-22020	B-21920	39 – 46 cm	32 – 37 cm
M	B-22030	B-21930	46 – 50 cm	37 – 39 cm
M+	B-22035	B-21935	50 – 53 cm	39 – 41 cm
L	B-22040	B-21940	53 – 61 cm	41 – 46 cm
XL	B-22050	B-21950	61 – 69 cm	46 – 50 cm

- Circonferenza coscia misurata a 15 cm sopra il centro della rotula
- Circonferenza polpaccio misurata a 15 cm sotto il centro della rotula
- La lunghezza del tutore parte da 32 cm e aumenta progressivamente di 1,7 cm in base alle taglie

Unità di confezionamento: Pz. 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

