

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618



## **Breg: Economy Hinged Knee Ginocchiera con snodo policentrico semplice, versione aperta totalmente o tubolare chiuso classico**

### **SCHEMA TECNICA**

**PRODUTTORE:** BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:** Mediland Srl Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1784167/R**

**CODICE NR.**

**ECONOMY HINGED APERTURA TOTALMENTE:** B-11231-5

**ECONOMY HINGED DESIGN TUBOLARE CHIUSO:** B-21701-5

**DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE**

Ginocchiera articolata con snodo policentrico non regolabile progettata per pazienti moderatamente attivi oppure sedentari che necessitano di una stabilizzazione articolare di media contenzione.

Lo snodo policentrico e le aste in acciaio possono essere rimossi per apportare correzioni varo/valgo se necessarie.

La ginocchiera è realizzata in Airmesh un tessuto tecnico traspirante e confortevole, doppia chiusura a strappo che avvolge l'intero tutore per evitarne la migrazione.

Disponibile in due versioni: design tubolare classico oppure aperta totalmente per facilitare l'indosso.

Disponibile in 5 differenti taglie, ambidestra.



**INDICAZIONI**

Lieve e moderata instabilità legamentosa in soggetti moderatamente attivi o sedentari

Dopo traumi distorsivi

Lesioni meniscali di lieve entità

Instabilità del ginocchio senile

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Artrosi da lieve a moderata entità

Usò post-operatorio e post-artroscopia

Per la prevenzione da traumi in attività sportive non impegnative

**MATERIALI DI FABBRICAZIONE:**

50% Schiuma poliuretànica, 35% Poliestere, 25% Elastan, aste ortopediche e snodo policentrico 100% acciaio anodizzato, chiusura a strappo.

Il prodotto è **Latex Free**, non contiene lattice

**COLORE**

Nero

**TAGLIA, MISURE E CODICI**

TAGLIA	ECONOMY HINGED KNEE Design tubolare classico CODICE	ECONOMY HINGED KNEE Aperta totalmente CODICE	CIRCONFERENZA COSCIA
XS	B-21701	B-11231	30-38 cm
S	B-21702	B-11232	38-46 cm
M	B-21703	B-11233	46-53 cm
L	B-21704	B-11234	53-61 cm
XL	B-21705	B-11235	76-84 cm

- Circonferenza coscia misurata a 15 cm sopra il centro della rotula

**Unità di confezionamento:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

