

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618



Breg: J Walker Plus Air

Stivale ortopedico pneumatico semi-rigido tecnologia Air, versione alto e basso

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland Srl Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1784193/R

CODICE NR

J Walker Plus Air versione Alto: B-BL510003-5-7-9

J Walker Plus Air versione Basso: B-BL511013-5-7-9

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Stivale (Walker) ortopedico semi-rigido con sistema pneumatico incorporato.

Pompa per il gonfiaggio delle celle d'aria integrata nello stivale, pulsante di gonfiaggio e sgonfiaggio con blocco di sicurezza. Aste laterali in lega d'alluminio, rivestimento interno in CoolMax traspirante e fresco per evitare il ristagno dell'umidità e garantire il massimo comfort del paziente.

Fasce a strappo per la chiusura ad elevata sicurezza, suola ergonomica anti scivolo ad assorbimento degli stress d'impatto che si generano durante la deambulazione.

Disponibile in 4 differenti taglie, 2 versione; alto oppure basso.

INDICAZIONI

Distorsioni di caviglia di II° e III° grado

Traumi al mesopiede e all'avampiede

Fratture stabilizzate di caviglia e piede

Fratture stabilizzate distali della tibia e del perone

Dopo rimozione dell'ingessatura

Trattamento delle lesioni parziali o totali al tendine d'Achille in abbinamento ai cunei in equinismo Achilles Wedge



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

80% poliuretano, 20% Polisoprene sintetico (privo di lattice), imbottitura 100% CoolMax, aste ortopediche in lega d'alluminio, chiusure a strappo.
Il prodotto è **Latex Free**, non contiene lattice.

COLORE

Nero e grigio

TAGLIA, MISURE E CODICI

TAGLIA	J Walker Plus Air Versione Alto CODICE	J Walker Plus Air Versione Basso CODICE	MISURA CALZATURA
S	B-BL510003	B-BL511013	33-35
M	B-BL510005	B-BL511015	36-39
L	B-BL510007	B-BL511017	40-43
XL	B-BL510009	B-BL511019	44-48

Unità di confezionamento: Pz. 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

