

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

KOOL SLING IMMOBILIZER

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland srl Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1814458/R

CODICE PRODOTTO	MISURA
B- 08522	S
B- 08523	M
B- 08524	L
B- 08525	XL



DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Sicuro e confortevole supporto per la spalla e il braccio realizzato in tessuto traspirante. Fasce a strappo alla spalla e in vita con chiusura rapida a clip per evitare la rotazione del supporto sul tronco del paziente e per mantenere la migliore posizione ergonomica consentendo lo scarico del peso alla spalla. Il supporto è provvisto di passante blocco del pollice per il massimo comfort. Versione ambidestra, disponibile in 4 taglie

INDICAZIONI

Traumi alla spalla trattati in via conservativa oppure chirurgica, instabilità legamentosa, post-artroscopia

MATERIALI

Nylon.
Privo di lattice.

COLORE

Nero

Unità di confezionamento: Pz. 1



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it **T** +39 02997708 r.a. **F** +39 02 93585618

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

