

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618



## **BREG: ACHILLES WEDGE – CUNEI RIALZI PER TENDINE D'ACHILLE**

### **3 versioni: design Universale, per Genesis Air Walker, per J Walker Air**

#### **SCHEDA TECNICA**

**PRODUTTORE:** BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:** Mediland Srl Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: in attesa**

**VERSIONE UNIVERSALE: CODICE NR. B-00092-3-4**

**VERSIONE PER GENESIS AIR WALKER: CODICE NR. B-100566-010, 030**

**VERSIONE PER J WALKER AIR: CODICE NR. B-AL033503,05,07,09**

#### **DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE**

Achilles Wedge è un kit di rialzi- cunei specifico per gli stivali ortopedici Breg. Progettato per posizionare comodamente il piede in equinismo a differenti gradi per scaricare il tendine di Achille durante la riabilitazione. Achilles Wedge è caratterizzato da quattro cunei interconnessi, che mantengono un angolo di flessione plantare a 5 °, 10 °, 15 ° o 20 °.

Il particolare design del sistema rialzi consente di programmare l'eliminazione progressiva dei gradi di flessione fino a portare il piede in posizione neutra, a guarigione completata. I cunei possono essere abbinati a tutte le versioni di stivali ortopedici Breg e sono disponibili in tre taglie da abbinare alla misura dello stivale stesso.



Disponibili in tre differenti versioni a secondo del tipo di stivale ortopedico da abbinare al kit. (versione per Genesis Air Walker e J Walker Air non illustrati)

#### **INDICAZIONI**

In abbinamento a stivali ortopedici: indicati per il trattamento delle lesioni parziali o totali del tendine d'Achille trattate chirurgicamente oppure in via conservativa.

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

#### MATERIALI DI FABBRICAZIONE, TUTTE LE VERSIONI

Nylon, Schiuma di Poliuretano, Polipropilene, Aste ortopediche in lega leggera malleabile  
Il prodotto è **Latex Free**, non contiene lattice

#### COLORE

Grigio e nero

#### TAGLIA, MISURE E CODICI

##### VERSIONE UNIVERSALE

TAGLIA	Achilles Wedge UNIVERSALE	Taglia comparazione Stivale
S	B-00092	S
M	B-00093	M/L
L	B-00094	XL

##### VERSIONE PER GENESIS AIR WALKER

TAGLIA	Achilles Wedge GENESIS AIR WALKER	Taglia comparazione Stivale
S/M	B-100566-010	S/M
L/XL	B-100566-030	L/XL

##### VERSIONE PER J WALKER AIR

TAGLIA	Achilles Wedge J WALKER AIR	Taglia comparazione Stivale
S	B-AL033503	S
M	B-AL033505	M
L	B-AL033507	L
XL	B-AL033509	XL

Unità di confezionamento: Kit 1

#### CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

