

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618



## **BREG: Adjustable Donut Soft Knee – Ginocchiera classica tubolare corta**

### **SCHEMA TECNICA**

**PRODUTTORE:** BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:** Mediland Srl Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 1784031/R**

**CODICE NR.** B-07171-2,3,4,5

#### **DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE**

Ginocchiera tubolare con supporto di stabilizzazione alla rotula per il sostegno realizzata in neoprene d'ultima generazione.

Pratica, efficace, facile da indossare, il supporto rotuleo può essere modificato e posizionato secondo le esigenze nei quattro quadranti della rotula.

Disponibile in 5 differenti taglie, ambidestra.

#### **INDICAZIONI**


Lieve o moderata instabilità rotulea  
Sublussazione rotulea  
Condromalacia lieve o moderata

#### **MATERIALI**

100% Neoprene, 100% EVA per il supporto alla rotula  
Il prodotto è **Latex Free**, non contiene lattice

#### **COLORE**

Nero



mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## TAGLIA, MISURE E CODICI

ADJUSTABLE DONUT SOFT KNEE TAGLIA	CODICE	CIRCONFERENZA COSCIA
XS	B-07171	30 – 38 cm
S	B-07172	38 – 46 cm
M	B-07173	46 – 53 cm
L	B-07174	53– 61 cm
XL	B-07175	61 – 69cm

\*Circonferenza coscia misurata a 15 cm sopra il centro della rotula

Unità di confezionamento: Pz. 1

## CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

