

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Breg: Patella Guard & Patella Femoral Guard Accessorio: Protezione per la rotula e per il femore per ginocchiere funzionali rigide

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland Srl Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI) - Italy
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1787887/R

- **Patella Guard: CODICE NR. B-JK009305**
- **Patella Femoral Guard: CODICE NR. B-JK009405**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Protezione per la rotula e protezione per il femore compatibile con tutte le ginocchiere funzionali Breg.



INDICAZIONI

Protezione della rotula e del femore da colpi dovuti a sport pericolosi come ad esempio il motocross o l'enduro.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE:

100% ABS ad elevata resistenza con imbottitura in materiale 100% EVA espanso.

COLORE

Nero

TAGLIA, MISURE E CODICI

Referenze	Codice
Patella Guard, Hi Activity Pad	B-JK009305
Patella / Femorale Guard	B-JK009405

Unità di confezionamento: Pz. 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/74