

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Breg: Universal Tennis Elbow Support Fascia universale per epicondilite - epitrocleite

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsbad, CA 92010 USA

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland Srl Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)-Italy

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 1823981/R**

CODICE NR. B-SA208000

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Fascia per avambraccio per trattare l'infiammazione dovuta all'epicondilite (gomito del tennista) ed epitrocleite (gomito del golfista).

Realizzata in robusto e confortevole tessuto con cuscinetto pressore che svolge l'azione di massaggio sull'area, chiusura a strappo.

Taglia universale, ambidestra.

INDICAZIONI

Instabilità legamentosa cronica da moderata a severa

Dopo distorsione di II° e III° in fase di riabilitazione

Prevenzione di traumi distorsivi durante l'attività sportiva

MATERIALI

60% Lycra, 30% poliuretano, 20% EVA, chiusure a strappo.

Il prodotto è **Latex Free**, non contiene lattice

COLORE

Nero

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TAGLIA, MISURE E CODICI

TAGLIA	Wraptor Ankle Stabilizer CODICE
Universale	B-SA208000

Unità di confezionamento: Pz. 1

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

