

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## Breg: Wraptor Ankle Stabilizer Cavigliera per instabilità legamentosa design a "8"

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsbad, CA 92010 USA

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:** Mediland Srl Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)-Italy

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 1788245/R**

**CODICE NR.** B-SA7020003-5-7-9

#### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Cavigliera tutore con sistema a fasce incrociate che riproducono il bendaggio a "8" effetto metodica di taping e sostegni semi-rigidi laterali per il controllo dell'inversione ed eversione dell'articolazione tibio-tarsica.

Materiali di fabbricazione particolarmente resistenti, traspiranti e confortevoli, sistema di chiusura con stringhe a trazione unica per una corretta regolazione della contenzione da esercitare.

Disponibile in 4 differenti taglie, ambidestra.

#### INDICAZIONI

Instabilità legamentosa cronica da moderata a severa  
Dopo distorsione di II° e III° in fase di riabilitazione  
Prevenzione di traumi distorsivi durante l'attività sportiva

#### MATERIALI

60% Nylon, 30% Elastodiene, 20% Poliestere, chiusure a strappo.  
Il prodotto è **Latex Free**, non contiene lattice

#### COLORE

Nero



mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

#### TAGLIA, MISURE E CODICI

TAGLIA	Wraptor Ankle Stabilizer CODICE	MISURA SCARPA
S	B-SA7020003	39-40
M	B-SA7020005	41-42
L	B-SA7020007	42- 44
XL	B-SA7020009	42-46

Unità di confezionamento: Pz. 1

#### CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

