

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## Breg: Z-13 Knee Brace Ginocchiera funzionale per instabilità legamentosa

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsbad, CA 92010 USA

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:** Mediland Srl Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)-Italy

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1788241/R**

#### **CODICE NR.**

**Versione Destra:** B-EZ114201, B-EZ114203, B-EZ114205, B-EZ114207, B-EZ114209

**Versione Sinistra:** B-EZ114101, B-EZ114103, B-EZ114105, B-EZ114107, B-EZ114109

#### **DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE**

Z-13 è una ginocchiera tutore per contrastare e controllare l'instabilità legamentosa.

Particolarmente adatta durante l'attività quotidiana oppure per praticare attività sportive che comportano il rischio di lesione al comparto legamentoso del ginocchio.

Struttura rigida realizzata in lega d'alluminio leggera, resistente e malleabile per correggere deformità in varo o valgo.

Il tutore è caratterizzato da snodi policentrici a basso profilo con blocco in estensione a 10° premontato e ulteriori blocchi per limitare l'estensione e la flessione inclusi nella confezione.

Il sistema ruotante di fissaggio delle fasce a strappo aumenta l'effetto di stabilizzazione anche durante movimenti bruschi e improvvisi.

Le imbottiture del tutore in CoolMax sono traspiranti, freschi e confortevoli.

Disponibile in 5 differenti taglie, versione destra e sinistra.

#### **INDICAZIONI**

Instabilità legamentose LCA, LCP, LCM, LCL da moderata a severa

Instabilità meniscali da moderata a severa

Prevenzione in attività sportive particolarmente ad alto rischio per le lesioni legamentose



mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

**MATERIALI DI FABBRICAZIONE:**

Struttura rigida in lega d'alluminio T6060, imbottitura di protezione e fasce 100% CoolMax, fibbie 100% nylon, chiusure a strappo.

**COLORE**

Nero

**TAGLIA, MISURE E CODICI**

Z-13 KNEE BRACE TAGLIA	CODICE DESTRO	CODICE SINISTRO	CIRCONFERENZA COSCIA*	CIRCONFERENZA POLPACCIO**
XS	B-EZ114201	B-EZ114101	34 – 41 cm	32 – 36 cm
S	B-EZ114203	B-EZ114103	41 – 48 cm	36 – 39 cm
M	B-EZ114205	B-EZ114105	48 – 55 cm	39 – 43 cm
L	B-EZ114207	B-EZ114107	55 – 62 cm	43 – 47 cm
XL	B-EZ114209	B-EZ114109	62 – 69 cm	47 – 51 cm

\*Circonferenza coscia misurata a 15 cm sopra il centro della rotula

\*\* Circonferenza polpaccio misurata a 15 cm sotto il centro della rotula

Unità di confezionamento: Pz. 1

**CONFORMITÀ:**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

