

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Crossover Knee Brace

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland srl Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1784122/R

CODICE NR.

CROSSOVER FT: B-RK413001-3-5-7-9

CROSSOVER PULL ON: B-RK415001-3-5-7-9

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Ginocchiera articolata realizzata in TriTech®, un esclusivo tessuto incredibilmente sottile e traspirante, confortevole e molto resistente. Disponibile in due versioni, tubolare e con apertura anteriore alla coscia. E' caratterizzata da uno snodo policentrico a basso profilo con blocco a 10° in estensione premontato e ulteriori extra blocchi per la flessione ed estensione disponibili nella confezione. Le aste laterali sono in alluminio, estraibili e malleabili. E' possibile rimuovere anche il supporto rotuleo e modificarlo secondo le esigenze. Disponibile in cinque taglie, ambidestra.

INDICAZIONI

Moderata instabilità legamentosa ACL e PCL
Traumi distorsivi
Lesioni meniscali
Instabilità rotulea
Artrosi lievi

MATERIALI

Schiuma poliuretanic, Poliestere, Nylon, Acciaio, Alluminio
Non contiene lattice

COLORE

Nero



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TAGLIA, MISURE E CODICI

CROSSOVER KNEE BRACE TAGLIA	CROSSOVER FT Tubolare CODICE	CROSSOVER PULL ON Aperta frontalmente alla coscia CODICE	CIRCONFERENZA COSCIA
XS	B-RK413001	B-RK415001	34 – 41 cm
S	B-RK413003	B-RK415003	41 – 48 cm
M	B-RK413005	B-RK415005	48 – 55 cm
L	B-RK413007	B-RK415007	55 – 62 cm
XL	B-RK413009	B-RK415009	62 – 69 cm

*Circonferenza coscia misurata a 15 cm sopra il centro della rotula

Unità di confezionamento: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

