

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618



## Plantar Fasciitis Night Splint

### SCHEMA TECNICA

**PRODUTTORE:** BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA  
**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:** Mediland srl Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 1788248/R**

**CODICE NR:** B-11172-3-4

#### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Tutore per il trattamento della fascite plantare, indicato per l'applicazione durante le ore notturne, per un prolungato stretching della fascia plantare.

Realizzato in materiale resistente ma molto leggero, è rivestito e imbottito internamente. Facile da indossare e rimuovere grazie alle fasce di chiusura a strappo con sgancio rapido. Supporto anteriore flessibile per garantire il massimo comfort.

La suola è antiscivolo anche se si consiglia la deambulazione con il tutore indossato. Disponibile in tre taglie, ambidestro.

#### INDICAZIONI

Fascite plantare  
Tendinite achillea

#### MATERIALI

Nylon, Schiuma poliuretana, EVA, alluminio

#### COLORE

Nero



mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

#### TAGLIA, MISURE E CODICI

TAGLIA	Plantar Fascitis Night Splint CODICE	MISURA CALZATURA
S	B-11172	< 38,5
M	B-11173	39- 42
L	B-11174	< 43

Unità di confezionamento: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

