

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618



Adjustable Donut Soft Knee Brace

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland srl Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1784031/R

CODICE NR. B-07171-5

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Ginocchiera tubolare per il sostegno della rotula realizzata in neoprene, pratica e facile da indossare. Il supporto rotuleo può essere modificato e posizionato secondo le esigenze. Disponibile in cinque taglie, ambidestra.

INDICAZIONI

Instabilità rotulea
Sublussazione rotulea
Condromalacia lieve

MATERIALI

Nylon, Neoprene, EVA
Non contiene lattice

COLORE

Nero



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

TAGLIA, MISURE E CODICI

ADJUSTABLE DONUT KNEE BRACE TAGLIA	CODICE	CIRCONFERENZA COSCIA
XS	B-07171	30 – 38 cm
S	B-07172	38 – 46 cm
M	B-07173	46 – 53 cm
L	B-07174	53– 61 cm
XL	B-07175	61 – 69cm

*Circonferenza coscia misurata a 15 cm sopra il centro della rotula

Unità di confezionamento: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

