

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR CITY PARTNER

PRODUTTORE	Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO	12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142
REPERTORIO DM SSN	(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 667513/R
CND	Y120606

DESCRIZIONE GENERALE

City Partner è un comodo e pratico deambulatore in grado di trasformarsi in una comoda carrozzina da trasporto.

DATI TECNICI	IMMAGINE ARTICOLO
- Sedile, cestino e fascia appoggia schiena. - Dispositivo porta-bastone/stampella - Leva freno a duplice funzione: sicurezza durante la deambulazione e nello stazionamento - Manopola di spinta ad impugnatura anatomica e con catarifrangente - Ruote da 8" in PU - Regolabile in altezza da cm 86 a cm 98 - Larghezza interna cm 44,5 - Larghezza totale cm 67 - Altezza sedile da terra cm 56 - Lunghezza totale cm 70 - Sedile cm 45,5x31 - Peso kg 9 (deambulatore), 10 kg (carrozzina) - Portata massima kg 136	

DIMENSIONI

								
cm 67	cm 70	cm 44,5	Da cm 86 a cm 98	cm 66 x cm 29 x cm 34	Kg 9/10 kg	Kg 136	20 cm	20 cm

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	854930
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz.1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.