

## SCHEDA TECNICA - ROLLATOR MEDI CROSSOVER

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTTORE</b>        | Rehasense Italy srl - Viale delle industrie, 5 - 20020 Arese (MI) |
| <b>CODICE ISO</b>        | 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142         |
| <b>REPERTORIO DM SSN</b> | 1805177/R                                                         |
| <b>CND</b>               | Y120606                                                           |

### DESCRIZIONE GENERALE

Deambulatore tipo rollator, elegante basket porta oggetti, appoggio per la schiena rivestito di soffice imbottitura, maniglie di spinta anatomiche, dispositivo frenante a leva con stazionamento. Ruote di ampie dimensioni, anteriori piroettanti e posteriori fisse da 240 mm. Estremamente leggero, di dimensioni compatte facilmente manovrabile, elegante, affidabile. Munito di dispositivo porta bastoni/stampelle. Particolarmente indicato per uso esterno e su terreni sconnessi e ghiaiosi.

| DATI TECNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMMAGINE ARTICOLO                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in duralluminio anodizzato epossidico</li> <li>• Completo di sedile, cestino e fascia appoggia schiena.</li> <li>• Struttura a crociera, pieghevole</li> <li>• Dispositivo porta bastone/stampella</li> <li>• Chiudibile a "cubo" e ruote anteriori ripiegabili</li> <li>• Leva a freno a stazionamento</li> <li>• Manopole di spinta ad impugnatura anatomica</li> <li>• Larghezza totale cm 59</li> <li>• Lunghezza totale cm 70</li> <li>• Larghezza interna cm 43</li> <li>• Larghezza piegato cm 30</li> <li>• Regolabile in altezza da cm 82 a cm 95</li> <li>• Dimensioni da chiuso cm 20</li> <li>• Larghezza sedile cm 44</li> <li>• Profondità sedile cm 23</li> <li>• Altezza seduta cm 63</li> <li>• Peso kg 8,65</li> <li>• Portata massima kg 136</li> <li>• Portata massima cestino Kg 3</li> <li>• 4 ruote piene da 24cm</li> </ul> |  |

### DIMENSIONI

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cm 59                                                                               | cm 70                                                                               | cm 43                                                                               | Da cm 82 a<br>cm 95                                                                 | cm 30                                                                               | Kg 8,65                                                                             | Kg 136                                                                                | 290 x 40cm                                                                            | 240 x 40cm                                                                            |

### INFO UTILI

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CODICE PRODOTTO</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 854120 (Rosso)</li> <li>• 854129 (Verde)</li> </ul> |
| <b>UNITÀ CONFEZIONAMENTO</b> | Pz. 1                                                                                        |
| <b>ACCESSORI</b>             | /                                                                                            |
| <b>GARANZIA</b>              | 2 Anni                                                                                       |

### CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.  
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.