

SCHEDA TECNICA - CARROZZINA ELETTRONICA KOMETA "FREE HOME"

PRODUTTORE	Hygenic Corporation Performance Health, LLC 1245 Home Avenue Akron, Ohio 44310-2575 USA
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.23.06.009 ex 12.21.27.006
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 2289418/R
CND	Y122127

DESCRIZIONE GENERALE

Carrozzina elettronica leggera e compatta, ideata prevalentemente per uso interno.

- Telaio in acciaio verniciato epossidico, carenatura in ABS
- Struttura leggera di facile montaggio/smontaggio per trasporto e carico nel baule dell'auto
- Schienale, sedile e braccioli in similpelle lavabile
- Braccioli regolabili in altezza e larghezza, ribaltabili ed estraibili.
- Pedana ribaltabile
- Sedile regolabile in altezza e girevole a 360°
- Schienale ribaltabile

IMMAGINE ARTICOLO



DATI TECNICI

- Range di velocità regolabile mediante joystick da 0 a 6 Km/h.
- Autonomia di carica 15 Km su terreno pianeggiante.
- Raggio di sterzata cm 57.
- Ostacolo (dislivello) superabile fino a cm 4.
- Motore DC 24V, potenza 90 W (minima), 300 W (massima).
- Comando PG VR2 50 A.
- Batterie numero 2 da 12 V - 15 Ah in GEL – peso Kg. 4,5 cad. ca.
- Caricabatterie da 1,5 Ah.
- Pendenza massima superabile 6° (10%).
- Sistema frenante intelligente, rigenerante, elettromagnetico.
- Ruote anteriori 15 x 5 cm PU.
- Ruote posteriori 200 x 75 cm PU.
- Portata massima kg 114.
- Peso: 45 Kg incluse batterie

DIMENSIONI




46cm



38cm



46cm



46-53cm




33-43cm



90cm



56cm



92cm

INFO UTILI

UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Conformità: Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1.

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.