

SCHEDA TECNICA - CARROZZINA ELETTRICA KOMETA "INDOOR"

PRODUTTORE	Merits Health Products Co Ltd - NO.18, JINGKE ROAD, T.P.M.T PARK, NANTUN DISTRICT, TAICHUNG CITY 40852, TAIWAN.
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.23.06.009
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	854982 Nr: 2289421/R 854983 Nr: 2289423/R 854985 Nr: 2289424/R
CND	Y122127

DESCRIZIONE GENERALE

Carrozzina uso interno/esterno, particolarmente indicata per assistiti che trascorrono gran parte della giornata in ambienti, prevalentemente interni, spaziosi. Particolarmente indicata per utilizzo in giardini pubblici.

- Telaio in acciaio verniciato epossidico, anticorrosione.
- Struttura leggera, di semplice montaggio/smontaggio, pieghevole, per facilitarne il trasporto in auto.
- Braccioli regolabili in altezza, estraibili e ribaltabili, con dispositivo di bloccaggio.
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza.
- Appoggiatesta separati in PU/NYLON, con dispositivo ferma tallone.
- Tela schienale e sedile imbottiti, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante).
- Schienale parte superiore pieghevole, con sistema a leva, per facilitare il trasporto in auto.

IMMAGINE ARTICOLO



DATI TECNICI

- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 6,4 Km/h.
 - Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 40 Km ca.
 - Raggio di sterzata cm 58.
 - Ostacolo (dislivello) superabile cm 12.
 - Motori nr. 2 DC 24V, potenza 180 W (minima), 630 W (massima) cad.
 - Comando PG VSI 50 Ah.
 - Batterie: Nr. 2 da 12 V/55 Ah ad acido assorbito.
 - Carica batterie da 6 Ah con dispositivo controllo di carica.
 - Pendenza massima superabile 12° (Kg 113 max) – 10° (136 Kg max).
 - Freno elettromagnetico.
 - Ruote anteriori 8" (200x50) PU SOFT a sezione maggiorata.
 - Ruote posteriori 12" 1 1/2 PU SOFT a sezione maggiorata, con parafranghi, per circolazione esterna in caso di pioggia o strade dissestate.
 - Sistema ammortizzante con sospensioni attive.
 - Munita di 2 ruotine posteriori antiribaltamento.
 - Senza impianto di illuminazione.
 - Portata max kg 136.
- Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione.**

DIMENSIONI

Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza schienale	Altezza sedile da terra	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza totale	Distanza sedile-pedana	Portata massima	Peso
									
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
40	40	38-48	51	57	109	110	40-53	136	76
43	40	38-48	51	59	109	110	40-53	136	77
46	40	38-48	51	62	109	110	40-53	136	78

INFO UTILI

UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1.

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.