

mediland srl  
 sede amministrativa:  
 viale delle industrie, 5  
 20020 Arese  
 Milano – Italy



sede  
 legale:  
 via dei carantani, 1 21100 Varese  
 mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

# FASCE ELASTICHE THERA-BAND

## SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:** MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 141006/R

### DESCRIZIONE

Fasce elastiche in lattice utilizzate per esercizi di riabilitazione e rieducazione di muscoli ed articolazioni. Otto livelli di resistenza progressiva contraddistinti da un codice colore, che guida i professionisti e i pazienti alla scelta della giusta resistenza ed evidenzia i risultati ottenuti. I prodotti Thera-Band sono stati recentemente ricalibrati in modo tale che ogni step progressivo rappresenti un consistente aumento in forza del 25%, nel range clinico dal Beige al Nero, e del 40% nella gamma avanzata Argento e Oro. La progressione del colore Thera-Band è ora ancora più facile da spiegare ai pazienti e più semplice da ricordare.



### INDICAZIONI

Utilizzabili per un'ampia gamma di esercizi in differenti ambiti clinici: fisioterapia e riabilitazione funzionale, terapia occupazionale, ortopedia, pediatria, medicina sportiva, riabilitazione domiciliare, geriatria e riabilitazione cardio-polmonare. Approvati dall'APTA, associazione americana di terapia fisica.

Disponibili in molteplici configurazioni: fasce pretagliate e rotoli, di lunghezza variabile ma larghezza fissa, 13 cm.

### COMPOSIZIONE

Gomma naturale

### AVVERTENZE

Il prodotto contiene lattice. Lavare con acqua corrente e asciugare completamente.

| THERABAND Progressione Colori |  | Resistance in Kilograms at: |                 | BEGINNER<br>↓<br>ADVANCED |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Thera-Band® Band/Tubing Color | Increase from Preceding Color at 100% Elongation | 100% Elongation             | 200% Elongation |                           |
| Thera-Band Beige              | -  | 1.1                         | 1.5             |                           |
| Thera-Band Giallo             | 25%  | 1.3                         | 2.0             |                           |
| Thera-Band Rosso              | 25%  | 1.7                         | 2.5             |                           |
| Thera-Band Verde              | 25%  | 2.1                         | 3.0             |                           |
| Thera-Band Blu                | 25%  | 2.6                         | 3.9             |                           |
| Thera-Band Nero               | 25%  | 3.3                         | 4.6             |                           |
| Thera-Band Argento            | 40%  | 4.6                         | 6.9             |                           |
| Thera-Band Oro                | 40%  | 6.5                         | 9.5             |                           |

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede  
legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

**Professional Resistance Bands - Rotoli economici che permettono di essere pre-tagliati secondo le esigenze.**



**Box da 45 mt**

- 305010 Thera-Band Beige / Extra Leggero
- 305011 Thera-Band Giallo / Leggero
- 305012 Thera-Band Rosso / Medio
- 305013 Thera-Band Verde / Forte
- 305014 Thera-Band Blue / Extra Forte
- 305015 Thera-Band Nero / Special Forte
- 305016 Thera-Band Argento / Super Forte
- 305017 Thera-Band Oro / Max

**Box da 5,5 mt**

- 305000 Thera-Band Beige / Extra Leggero
- 305001 Thera-Band Giallo / Leggero
- 305002 Thera-Band Rosso / Medio
- 305003 Thera-Band Verde / Forte
- 305004 Thera-Band Blue / Extra Forte
- 305005 Thera-Band Nero / Special Forte
- 305006 Thera-Band Argento / Super Forte
- 305007 Thera-Band Oro / Max

**Fascia elastica confezionata in astuccio - Una singola fascia da 2.5 mt in un comodo e pratico astuccio.**



- 305019 2.5 m Fascia in astuccio /gialla
- 305020 2.5 m Fascia in astuccio/ rossa
- 305021 2.5 m Fascia in astuccio/verde
- 305022 2.5 m Fascia in astuccio/ blu
- 305328 2.5 m Fascia in astuccio /nero



mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy



sede  
legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese  
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

**Dispenser - 15 confezioni singole di fasce da 1,5 mt ciascuna in un unico Colore Thera-Band.**



- 305400 Thera-Band Giallo / Leggero 15 confezioni di fasce elastiche da mt 1,5 x 13 cm
- 305401 Thera-Band Rosso / Medio 15 confezioni di fasce elastiche da mt 1,5 x 13 cm
- 305402 Thera-Band Verde / Forte 15 confezioni di fasce elastiche da mt 1,5 x 13 cm
- 305403 Thera-Band Blue / Extra Forte 15 confezioni di fasce elastiche da mt 1,5 x 13 cm
- 305404 Thera-Band Nero / Special Forte 15 confezioni di fasce elastiche da mt 1,5 x 13 cm

**Confezione Multi-Fasce - comprende fasce da 1,5 mt in due differenti livelli di difficoltà:  
Principianti 3 fasce Thera-Band nei colori giallo, rosso e verde;  
Avanzato 2 fasce Thera-Band nei colori blu e nero.**



- 305114 Multi-Fasce Principianti (Thera-Band Giallo, Rosso e Verde)
- 305115 Multi-Fasce Avanzato (Thera-Band Blu e Nero)



**Fascia elastica pre-tagliata - in confezione singola e nei diversi colori Thera-Band fascia elastica disponibile in due lunghezze, da mt 1,5 x 13 cm e da 2,5 x 13 cm. In ogni confezione una pratica guida ricca di esercizi e suggerimenti.**



- 305140 Thera-Band Giallo / Leggero fascia elastica da mt 1,5 x 13 cm
- 305141 Thera-Band Rosso / Medio fascia elastica da mt 1,5 x 13 cm
- 305142 Thera-Band Verde / Forte fascia elastica da mt 1,5 x 13 cm
- 305143 Thera-Band Blue / Extra Forte fascia elastica da mt 1,5 x 13 cm
- 305145 Thera-Band Rosso / Medio fascia elastica da mt 2,5 x 13 cm
- 305146 Thera-Band Verde / Forte fascia elastica da mt 2,5 x 13 cm
- 305147 Thera-Band Blue / Extra Forte fascia elastica da mt 2,5 x 13 cm

**CONFORMITÀ:** MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

