

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## TRULIFE: PROTESI MAMMARIA ESTERNA PER SPORT, TEMPO LIBERO E NUOTO ACTIVE FLOW

### SCHEDA TECNICA

**FABBRICANTE:** TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVISTA PER L'ITALIA:** MEDILAND Srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI) - ITALY

**DESCRIZIONE PRODOTTO:** PROTESI MAMMARIA ESTERNA PER SPORT,  
TEMPO LIBERO E NUOTO ACTIVE FLOW

**CARATTERISTICHE TECNICHE E TAGLIE DISPONIBILI:**

Protesi esterna mammaria per svolgere attività sportive o per il tempo libero incluso il nuoto sia in acqua salata, termale, dolce.



Internamente alla protesi sono inserite delle micro sfere perline in monoprene che oltre a fornire la forma anatomica e il movimento naturale del seno, nel caso che la donna prenda il sole da sdraiata, si schiacciano come avviene per il seno naturale.

Esternamente come rivestimento la protesi Active Flow utilizza uno speciale tessuto tecnico CoolMax fresco, morbido e confortevole.

Forma della protesi anatomica, ambidestra, disponibile dalla taglia 1 alla taglia 14, adatta per ogni tipo di forma del seno.

Il prodotto è **Latex Free**, privo di lattice

**GARANZIA:**

La protesi è garantita 24 mesi da difetti di fabbricazione

**INDICAZIONI D'USO:**

In uso per svolgere attività sportive, per il tempo libero, per il nuoto sia in acqua dolce, termale che salata

## CODICI E TAGLIE

CODICE	TAGLIA	VERSIONE	FORMA	PROFILO SENO
004200	1	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004201	2	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004202	3	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004203	4	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004204	5	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004205	6	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004206	7	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004207	8	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004208	9	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004209	10	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004210	11	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004211	12	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004212	13	ambidestra	anatomica	tutti i profili
004213	14	ambidestra	anatomica	tutti i profili

La protesia va indossata con un reggiseno oppure con un costume da bagno predisposto per protesi mammaria esterna.

### CURA E IGIENE DELLA PROTESI:

- Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, potrebbero danneggiare il rivestimento esterno
- In caso di unghie lunghe, utilizzare dei guanti di protezione per l'indosso
- La protesi va lavata a mano con acqua tiepida
- Non usare detergenti aggressivi o soluzioni a base di alcool
- Usare un panno morbido per la pulizia, non strofinare con forza
- Asciugare la protesi lontano da fonti di calore diretto

**UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO:** Pezzi 1

### CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

