

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## TRULIFE: REGGISENO PREDISPOSTO PER PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA VERSIONE BARBARA

### SCHEDA TECNICA

**FABBRICANTE:** TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVISTA PER L'ITALIA:** MEDILAND Srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI) - Italia

**DESCRIZIONE PRODOTTO:** REGGISENO PREDISPOSTO VERSIONE BARBARA

**CARATTERISTICHE TECNICHE E TAGLIE DISPONIBILI:**

Barbara è un reggiseno con coppe internamente predisposte per l'inserimento di protesi mammarie esterne.

Design moderno, elevata vestibilità, altamente confortevole, speciali tessuti di fabbricazione che se sottoposti a frequenti lavaggi, non perdono la loro elasticità ed assicurano la massima durata nel tempo.

Il reggiseno Barbara è disponibile con coppa B in 10 differenti taglie e con coppa C in 9 differenti taglie, colori a catalogo: Nudo, Nero e Bianco



Il prodotto è **Latex Free**, privo di lattice

**MATERIALI DI FABBRICAZIONE:**

Reggiseno predisposto per contenere la protesi mammaria esterna definitiva.

Realizzato internamente con speciale tessuto 100% PowerMet bidirezionale per un sostegno perfetto, alta vestibilità, elevata traspirabilità, comfort ed eleganza.

Esternamente il reggiseno impiega al 100% tessuto CoolMax per aumentare la ventilazione alla cute per evitare che si formi umidità sulla cute.

**GARANZIA:**

Il reggiseno è garantito 12 mesi da difetti di fabbricazione.

#### INDICAZIONI D'USO:

Reggiseno predisposto in uso con ogni versione di protesi mammaria esterna definitiva Trulife.

#### CODICE E TAGLIA

TAGLIA	CODICE COPPA B – NUDO	CODICE COPPA B – NERO	CODICE COPPA B - BIANCO
70	T-B210/70N	T-B210/70B	T-B210/70W
75	T-B210/75N	T-B210/75B	T-B210/75W
80	T-B210/80N	T-B210/80B	T-B210/80W
85	T-B210/85N	T-B210/85B	T-B210/85W
90	T-B210/90N	T-B210/90B	T-B210/90W
95	T-B210/95N	T-B210/95B	T-B210/95W
100	T-B210/100N	T-B210/100B	T-B210/100W
105	T-B210/105N	T-B210/105B	T-B210/105W
110	T-B210/110N	T-B210/110B	T-B210/110W
115	T-B210/115N	T-B210/115B	T-B210/115W
120	T-B210/120N	T-B210/120B	T-B210/120W

TAGLIA	CODICE COPPA C – NUDO	CODICE COPPA C – NERO	CODICE COPPA C - BIANCO
75	T-C210/75N	T-C210/75B	T-C210/75W
80	T-C210/80N	T-C210/80B	T-C210/80W
85	T-C210/85N	T-C210/85B	T-C210/85W
90	T-C210/90N	T-C210/90B	T-C210/90W
95	T-C210/95N	T-C210/95B	T-C210/95W
100	T-C210/100N	T-C210/100B	T-C210/100W
105	T-C210/105N	T-C210/105B	T-C210/105W
110	T-C210/110N	T-C210/110B	T-C210/110W
115	T-C210/115N	T-C210/115B	T-C210/115W
120	T-C210/120N	T-C210/120B	T-C210/120W

#### CURA E IGIENE DEL REGGISENO:

- Non inserire la protesi nel reggiseno con anelli o braccialetti, potrebbero danneggiare l'involucro di poliuretano che contiene il silicone medicale.
- In caso di unghie lunghe utilizzare dei guanti di protezione per inserire la protesi nella fodera interna
- Lavare con acqua tiepida utilizzando solo detersivi per capi delicati o sapone neutro
- Non usare detersivi aggressivi o alcool
- Non strizzare forte per eliminare l'acqua in eccesso dall'indumento
- Asciugare il reggiseno lontano da fonti di calore diretto

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

**UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO:** Pezzi 1

**CONFORMITÀ:**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Mediland Srl

